



Numéro d'article	000547
Prix HT	4,72 €
Prix TTC	5,71 €
Stock	en stock

Description

Test Bowie & Dick (3M) pour autoclaves - 1 pièce Le test Bowie & Dick pour autoclave est un test compact, efficace et facile à utiliser, conçu pour une utilisation unique dans l'autoclave pour un contrôle quotidien. Ce kit de test vous permet de répondre aux exigences établies par le ministère de la santé (HTM 01-05) pour le contrôle quotidien de votre stérilisateur. Ce test 3M Comply Bowie and Dick doit être effectué quotidiennement. Le résultat du test prouve que le stérilisateur fonctionne correctement. Le test Comply Bowie & Dick est conçu pour détecter les fuites d'air et/ou l'insuffisance de l'évacuation de l'air et de la pénétration de la vapeur dans les stérilisateurs à vapeur sous vide. Il permet de gagner du temps et un changement de couleur clair garantit une interprétation claire. Démontrer l'adéquation de la pénétration de la vapeur. Le kit de test pour autoclave 3M B&D est un kit de test compact, efficace et facile à utiliser, conçu pour une utilisation unique dans l'autoclave pour un contrôle quotidien. Pour une planification optimale et efficace et une productivité quotidienne de votre cabinet dentaire grâce à un processus de stérilisation rationalisé.