



Tuyau prolongateur DANUMED à connexion ENFIT - 30cm - Stérile - par pièce

08/10/2025 18:41:33



Numéro d'article	4830
Prix HT	9,63 €
Prix TTC	11,65 €
Stock	en stock

Description

Le tuyau prolongateur danumed à connexion ENFit - 30cm - Stérile - par pièce

Le tuyau prolongateur danumed® avec connexion ENFit® est spécialement conçu pour l'administration de la nutrition entérale, des médicaments liquides et pour la décompression en combinaison avec un bouton de gastrostomie.

Pourquoi le connecteur ENFit® ?

La sécurité et le confort vont de pair. Les connecteurs ENFit® sont plus qu'une simple avancée technologique ; ils reflètent l'importance accordée à la sécurité des patients. Reconnus dans le monde entier comme le principal outil de promotion de la sécurité dans le domaine de la nutrition entérale, ces connecteurs assurent des connexions

fiables et sans risque, tant pour le patient que pour le personnel soignant. Avantages d'une connexion ENFit® :

- Confort accru pour le patient
- Simplification de la manipulation pour l'utilisateur
- Empêche la torsion de la tubulure
- Convient à tous les connecteurs ENFit

Technologie ENSwivel®.

L'ENSwivel® est une bague rotative innovante qui entoure le tuyau prolongateur danumed® avec le connecteur ENFit®. D'une simple « rotation à deux doigts », l'ENSwivel® assure des connexions étanches et sûres, sans effort. Avantages de la technologie ENSwivel® :

- Facile à utiliser
- Connexion rapide
- Augmente le confort du patient
- Améliore la manipulation pour l'utilisateur