



Numéro d'article	170092
Prix HT	26,76 €
Prix TTC	32,38 €
Stock	en stock

Description

Accu-Chek[®] Safe-T-Pro Plus est un support de prélèvement capillaire réglable en profondeur à partir du bout du doigt pour mesurer la glycémie. Avec l'Accu-Chek[®] Safe-T-Pro Plus, vous pouvez être sûr :

- Confort 3 profondeurs de piqûre réglables pour une plus grande flexibilité et plus de confort pour votre patient. Le volume sanguin désiré est facilement obtenu. La peau est ponctionnée très rapidement (en 3 millisecondes) pour ne pas être endommagée. La pointe de l'aiguille affûtée à trois plans assure une pénétration optimale de la peau et garantit une ponction presque indolore.
- Hygiène et sécurité En raison de l'utilisation unique, il n'y a pas de risque de contamination croisée. La lancette est automatiquement rétractée de la peau pour une sécurité optimale. Le mécanisme de piquage unique exclut le piquage accidentel.
- Facilité d'utilisation Avec son design en forme de T, il est facile à manipuler et facile à apprendre.