



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 170082   |
| <b>Prix HT</b>          | 71,85 €  |
| <b>Prix TTC</b>         | 86,94 €  |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

25 bandelettes-test Accutrend® Cholestérol

**Accutrend® Cholestérol détermine le taux de cholestérol dans le sang.**

Ces bandelettes de dosage du cholestérol sont utilisées dans [l'indicateur Accutrend Plus](#) et dans l'indicateur Accutrend GC.

- échantillon: 1 goutte de sang capillaire
- durée de mesure: 60 secondes
- stockage des bandelettes de mesure à température ambiante
- haute précision et exactitude sur toute la plage de mesure