



Numéro d'article	159205
Prix HT	26,66 €
Prix TTC	32,26 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Adipomètre professionnel, économique mais très précis, fabriqué en Italie. Mesure l'épaisseur des plis cutanés de différentes parties du corps, selon les caractéristiques développées par Tanner et Whitehouse:

- pression sur le pli: environ 10 g/mm²
- surface de contact sur le pli: environ 6 x 11 mm

Permet une évaluation correcte du statut nutritionnel du patient et de la répartition sectorielle du tissu adipeux.

Soulevez un pli de peau avec vos doigts et mesurez son épaisseur avec la pince: sur le haut de celui-ci une flèche se déplace immédiatement sur une échelle graduée en mm pour mesurer le pli de peau (triceps, muscles sous-scapulaire, etc.) avec une précision d'env. ½ mm. La bande colorée placée à côté des graduations permet de comparer simultanément la valeur mesurée avec différents pourcentages de référence pour hommes et femmes. Information incluse dans le mode d'emploi de l'appareil, pour une

interprétation facile des valeurs. Utile en diététique, cardiologie, médecine du sport, médecine esthétique, gynécologie, pédiatrie, etc.