



Numéro d'article	124006BL
Prix HT	41,63 €
Prix TTC	50,37 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

Adscope-Lite 609 - Black (609BK) Pièce thoracique à deux côtés avec diaphragme réglable et calice profond - pour les adultes. Écoutez les sons de haute ou de basse fréquence en ajustant légèrement la pression sur l'embout thoracique. Pression légère pour les basses fréquences ; pression plus forte pour les hautes fréquences. L'embout thoracique en aluminium de belle facture garantit des performances optimales. *Poids : seulement 100g Longueur totale : 78 cm*