



Numéro d'article	170094
Prix HT	70,01 €
Prix TTC	84,71 €
Stock	sur commande

Description

Ces bandelettes-test BM-Lactate Accutrend[®] permettent en combinaison avec le système [Accutrend[®] Plus](#) une détermination rapide et précise du taux de lactate en échantillons de sang capillaire.

Détails du produit

- bandelettes de test BM-Lactate Accutrend
- échantillon: 1 goutte de sang capillaire
- durée de mesure: 60 secondes
- plage de mesure: 0,8 - 21,7mmol/l (sang complet)
- stockage des bandelettes de mesure à température ambiante
- haute précision et exactitude sur toute la plage de mesure