



Numéro d'article	122230
Prix HT	94,88 €
Prix TTC	114,80 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

Tensiomètre Welch Allyn - Durashock DS65 - Anéroïde, tensiomètre manuel Le modèle Durashock DS65 est une version plus chère du Durashock DS55. La différence réside dans la vanne automatique, c'est-à-dire le bouton-poussoir central, qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Le tensiomètre DuraShock DS65 fait partie de la gamme de tensiomètres anéroïdes manuels de Welch Allyn avec technologie DuraShock™. Ces sphygmomanomètres sont résistants aux chocs et sans engrenage. Cette technologie offre de grands avantages par rapport aux sphygmomanomètres traditionnels. Ces sphygmomanomètres sont conformes aux normes AAMI (American Association of Medical Instrumentation), sont résistants aux chocs et offrent une résistance aux chutes de 76 cm sans perturber l'étalonnage. De plus, les sphygmomanomètres offrent des mesures plus précises pendant plus longtemps et sont assortis d'une garantie d'étalonnage de 5 ans.

Le tensiomètre est doté d'un cadran gravé au laser pour une meilleure précision.

Le modèle DuraShock DS65 de Welch Allyn est équipé d'une soupape de détente et d'un tube. Les tensiomètres DuraShock Silver Series de Welch Allyn sont dotés d'une pompe à main plus grande que les tensiomètres DuraShock Bronze Series (DS54-DS56).

- Le sphygmomanomètre est muni d'une étiquette sur laquelle le nom du centre, du service ou du médecin peut être inscrit pour faciliter l'identification.
- Le tensiomètre est fourni avec un brassard velcro Flexiport pour adultes.
- Le sphygmomanomètre est fourni avec une pochette de rangement pour protéger l'appareil.

Spécifications techniques du tensiomètre Durashock DS65 de Welch Allyn :

- Résistant aux chocs (76 cm)
- Précis et fiable
- 10 ans de garantie sur l'étalonnage
- Design innovant