

Durashock tensiomètre DS55 avec brassard classique velcro noir

08/10/2025 10:26:31



Numéro d'article	122235
Prix HT	90,18 €
Prix TTC	109,12 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Tensiomètre Welch Allyn - Durashock DS55 - Anéroïde, tensiomètre manuel Le tensiomètre DuraShock DS55 fait partie de la gamme de tensiomètres anéroïdes manuels de Welch Allyn avec technologie DuraShock™. Ces sphygmomanomètres sont résistants aux chocs et sans engrenage. Cette technologie offre de grands avantages par rapport aux sphygmomanomètres traditionnels. Ces sphygmomanomètres sont conformes aux normes AAMI (American Association of Medical Instrumentation), sont résistants aux chocs et offrent une résistance aux chutes de 76 cm sans perturber l'étalonnage. De plus, les sphygmomanomètres offrent des mesures plus précises pendant plus longtemps et sont assortis d'une garantie d'étalonnage de 10 ans.

Le tensiomètre est doté d'un cadran gravé au laser pour une meilleure précision.

Le modèle DuraShock DS55 de Welch Allyn comporte une valve à vis et un tube. Le

tensiomètre est muni d'une étiquette sur laquelle le nom du centre, du service ou du médecin peut être inscrit pour faciliter l'identification.

Le tensiomètre est fourni avec un brassard classique en velcro pour adulte.

Le tensiomètre est fourni avec une pochette de rangement pour protéger l'appareil.
Spécifications techniques du tensiomètre Durashock DS55 de Welch Allyn :

- Résistant aux chocs (76 cm)
- Précis et fiable
- 10 ans de garantie sur l'étalonnage
- Design innovant