

Littmann Classic III - SPECIAL EDITION - Rainbow Edition - Framboise Tube (5806)

08/10/2025 17:18:12



Numéro d'article	124004SEFR
Prix HT	127,35 €
Prix TTC	154,09 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Le stéthoscope Classic III est la dernière version du stéthoscope qui aide des millions de professionnels médicaux à donner le meilleur d'eux-mêmes. Equipé d'une membrane double face et réglable, facile à transformer en calice. Le nouveau Classic III allie l'innovation et la tradition.

Grâce à sa haute sensibilité acoustique, le stéthoscope Littmann Classic III est un excellent instrument d'examen physique.

Le stéthoscope Littmann Classic III est un perfectionnement de la qualité éprouvée du design Classic. Grâce à sa haute sensibilité acoustique, le stéthoscope Littmann Classic III est un excellent instrument pour effectuer des examens physiques de haute qualité. La nouvelle génération de tubulure a une durée de vie plus longue grâce à sa résistance accrue aux huiles de peau, aux taches et à l'alcool. Le thorax double face est polyvalent

car il possède des membranes ajustables sur le grand et le petit côté. Le Classic III convient donc aussi bien aux adultes qu'aux petits patients.

Littmann Classic III - propriétés

- Sensibilité acoustique élevée lors de l'examen physique général
- La membrane est facile à nettoyer grâce à sa surface lisse et sans petites inégalités.
- Membrane réglable des deux côtés du thorax
- Ouvrir l'option calice en remplaçant la membrane par une bague anti-froid.
- Tubulure de nouvelle génération avec une résistance améliorée aux huiles de la peau et à l'alcool, ce qui permet au tubulure a une durée de vie plus longue
- Thorax conçu avec précision, d'où une forme moins anguleuse et esthétiquement plaisante survenir
- Bouchons d'oreille Snap-tight lisses pour un ajustement plus confortable et une meilleure étanchéité acoustique
- 5 ans de garantie sur tous les stéthoscopes Classic III