



# Littmann kit de réparation pour Classic II S.E. (membrane + 2 embouts auriculaires) - Noir

08/10/2025 18:51:18



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 124074              |
| <b>Prix HT</b>          | 28,32 €             |
| <b>Prix TTC</b>         | 34,27 €             |
| <b>Stock</b>            | Plus que 3 en stock |

## Description

Littmann kit de réparation pour Classic II S.E. (membrane + 2 embouts auriculaires) - Noir  
Les stéthoscopes Littmann® offrent la meilleure qualité attendue par les professionnels de la santé. Toutes les pièces et accessoires doivent répondre aux mêmes exigences.

Chaque article est fabriqué avec soin pour s'adapter parfaitement à votre stéthoscope Littmann®.

Chaque kit correspond à l'un de nos modèles de stéthoscopes Littmann®. Les pièces pour stéthoscopes et accessoires sont utilisées pour des réparations simples.