



Numéro d'article	124034BR
Prix HT	309,95 €
Prix TTC	375,04 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Ce stéthoscope haute performance se caractérise par sa robustesse et la technologie de la membrane réglable. Commutation entre les sons graves et aigus d'une seule pression sur le thorax. Faites une différence dans la qualité unique et distinctive d'un stéthoscope 3M™ Littmann® Master Cardiology™ stéthoscope. Notre stéthoscope non électronique vous offre la qualité et la durabilité que vous pouvez attendre de 3M™.

Caractéristiques du stéthoscope 3M™ Littmann® Master Cardiology™

- Le diaphragme réglable permet à l'utilisateur de commuter facilement entre les sons à haute et basse fréquence sans avoir à tourner le thorax.
- Pièce de poitrine faite à la main, entièrement en acier inoxydable
- Conception à double lumière qui élimine le bruit dans le tuyau en frottant deux tubulures l'un sur l'autre.
- Confort portable d'une pièce de poitrine simple face

- Confort anatomique et excellente isolation acoustique avec le stéthoscope breveté 3M™ Littmann®. Bouchons d'oreille Snap Tight Soft-Sealing.
- Angle confortable, boucle d'oreille anatomiquement saine. Ceci assure un ajustement correct, réduit au minimum les fuites d'air et empêche la prise d'oreille de se desserrer avec le temps. Le double ressort assure que la pression sur l'oreille peut être facilement ajustée par la poignée de l'oreille.
- Manchon et membrane anti-salissure, adaptés au patient. Adaptateur pour les procédures spéciales dans les endroits difficiles ou pour l'auscultation pédiatrique.
- Vous n'entendrez pas les bruits de "frottement" indésirables, grâce à la conception astucieuse de l'appareil. Un tubulure contient deux canaux sonores parallèles pour minimiser les bruits de frottement.
- Il vous permet d'effectuer une auscultation néonatale ou pédiatrique avec l'adaptateur spécifique à la procédure. Ceci est inclus avec le stéthoscope.
- Vous pouvez vous attendre à d'excellentes performances avec un score de 10 sur une échelle de 1 à 10.

Ajoutez une touche personnelle en choisissant un tube et une pièce de poitrine dans une couleur qui vous convient. Le choix est vaste.