



Macroview PLUS iExaminer set avec manche/étui/smartbracket - Welch Allyn

08/10/2025 12:02:43



Numéro d'article	122339
Prix HT	861,00 €
Prix TTC	1 041,81 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Set complet d'otoscopes Macroview PLUS pour iExaminer avec tête d'otoscope Plus, poignée Lithium-ion Plus, support intelligent dans une pochette.

Quoi est nouveau sur cet Set d'otoscopes Macroview Plus?

Le Macroview plus est une tête d'otoscope renouvelée de Welch Allyn. Ce Macroview est équipé d'une lampe LED Welch Allyn SureColor (non remplaçable), qui est très économe en énergie et donne une lumière plus importante et plus blanche qu'une lampe halogène traditionnelle. Le champ de vision est 3 fois plus grand et le grossissement n'est pas inférieur à 30% par rapport aux otoscopes habituels. Une vue presque complète de la membrane tympanique, une meilleure clarté et définition des repères et un système d'éclairage amélioré font de cette tête d'otoscope un incontournable.

Set d'otoscopes Macroview avec éclairage LED longue durée

Le Macroview plus est une tête d'otoscope renouvelée de Welch Allyn. Ce Macroview est équipé d'une lampe LED Welch Allyn SureColor (non remplaçable), qui est très économe en énergie et donne une lumière plus importante et plus blanche qu'une lampe halogène traditionnelle. Le champ de vision est 3 fois plus grand et le grossissement n'est pas inférieur à 30% par rapport aux otoscopes habituels. Une vue presque complète de la membrane tympanique, une meilleure clarté et définition des repères et un système d'éclairage amélioré font de cette tête d'otoscope un incontournable.

Conception innovante et conviviale

Avec un champ de vision extrêmement large dans un nouveau design convivial. Les deux sont conçus pour fournir un examen rapide et facile avec l'ensemble d'otoscopes, avec une couverture d'image incroyable de 20 fois la surface de l'œil et 3 fois la vue d'un otoscope standard.

Enregistrez et partagez avec l'ensemble d'otoscopes Macroview Plus

Set d'otoscopes dans les versions Plus peuvent être utilisés pour les examens optiques standard, et une large gamme de smartphones peut être montée sur la tête via notre iExaminer SmartBracket. Il vous permet de capturer et de partager facilement des images via l'application gratuite iExaminer pour iOS et Android. Vous pouvez facilement monter votre smartphone sur la tête d'otoscope macroview Plus avec les SmartClips fournis. Il est préférable de prévoir une coque transparente pour votre smartphone pour cela. Le manuel d'utilisation de l'iExaminer SmartBracket et de l'application se trouve ci-dessous.

Nouveau spéculum auriculaire transparent à usage unique

En plus des otoscopes macroview renouvelés, il existe désormais également le nouveau spéculum LumiView Clear. Ces spéculums sont de couleur transparente au lieu de noir. Cela offre une vision jusqu'à 8 fois plus claire pour les spéculums pédiatriques et jusqu'à 4 fois plus claire pour les spéculums adultes. De plus, ces spéculums sont également jetables afin que vous puissiez réduire le risque de contamination croisée.

Contenu de set complet d'otoscopes Macroview Plus

- Poignée Lithium-ion Plus
- Set complet d'otoscopes Macroview Plus
- Câble de charge USB-C
- iExaminer Smart Bracker
- 2x SmartClips
- 5x spéculums auriculaires Lumiview Clear
- Carte de test iExaminer

- Manuel d'instructions
- Trousse robuste