



Numéro d'article	313935
Prix HT	39,64 €
Prix TTC	47,96 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

La technologie unique Intelli Wrap Cuff d'Omron met fin à l'imprécision causée par le désalignement du brassard sphygmomandibulaire. C'est l'une des causes les plus fréquentes d'erreurs de mesure de la tension artérielle à domicile. Intelli Wrap réduit considérablement l'effet d'un mauvais positionnement du brassard sur la précision de la mesure de la tension artérielle. Le brassard préformé est facile à poser d'une seule main, ce qui facilite encore plus la mesure de votre tension artérielle.