



Numéro d'article	170203
Prix HT	23,32 €
Prix TTC	28,22 €
Stock	en stock

Description

Siemens Multistix[®] 5 sont des bandelettes réactives pour l'analyse d'urine. Conçu pour déterminer :

- Glucose
- Sang
- Protéines
- Nitrite
- Leucocytes

Les valeurs peuvent être vérifiées avec les valeurs de référence de la bouteille ou lues avec les analyseurs CLINITEK Status[®]. Les bandelettes d'urine Siemens avec bandes d'identification permettent un contrôle automatique lors de la lecture sur certains instruments CLINITEK. Les contrôles automatiques comprennent la reconnaissance automatique des bandelettes et les contrôles de qualité, la bande d'identification peut être immergée dans l'urine et la solution de contrôle.