



Numéro d'article	3770
Prix HT	21,45 €
Prix TTC	25,95 €
Stock	en stock

Description

NEWFOUNDLAND Autotest rapide VIH est un autotest rapide, fiable et anonyme.

- Autotest pour le dépistage des anticorps et de l'antigène du VIH
- Méthode de la piqûre au doigt : quelques gouttes de sang du doigt suffisent.
- Prélèvement à domicile sans intervention d'un médecin généraliste ou d'un spécialiste
- Résultats en quelques minutes - pas de retour nécessaire
- Fiabilité : 99

Phase de latence

- Après une exposition au VIH, il faut 4 à 12 semaines pour que l'organisme produise des anticorps.
- Pendant la phase fenêtrée, un test peut donner un résultat faussement négatif.

- Il est recommandé de refaire le test après la phase fenêtre si vous avez été récemment exposé au VIH.

Contenu du produit test rapide du VIH

- Lettre d'instructions
- Kit de prélèvement sanguin
- Cassette de test