



Numéro d'article	313912
Prix HT	45,99 €
Prix TTC	55,65 €
Stock	en stock

Description

Le tensiomètre est parfait pour les personnes qui ne veulent qu'un tensiomètre fiable et pratique sans trop d'options. Cette tensiomètre mesure: la pression supérieure, la pression inférieure et votre rythme cardiaque. Et surtout, ce compteur est cliniquement validé et donc fiable.

Tensiomètre simple mais fiable

Cette Omron M2 base est idéale pour les personnes à la recherche d'un tensiomètre simple mais fiable. Ce tensiomètre est très facile à utiliser et affiche des valeurs de pression artérielle fiables. La mesure commence en appuyant sur le bouton de démarrage. Ensuite, l'appareil pompe automatiquement le brassard à la pression correcte.

Le tensiomètre mesure la surpression, la dépression et le rythme cardiaque.

Le résultat de la mesure est clairement indiqué sur l'écran. Il est possible de consulter les

dernières valeurs mesurées dans l'appareil. Ce tensiomètre est livré entièrement prêt à l'emploi, y compris: Un jeu de piles (AA), un manuel français, un brassard de taille moyenne (circonférence du bras: 22cm - 32cm) et un tensiomètre.

Caractéristiques:

- Tensiomètre à bras entièrement automatique
- Mémoire de la dernière mesure
- Taille du brassard: 22 cm à 32 cm
- Facile à utiliser
- Validé cliniquement
- Utilisation très simple à l'aide d'un seul bouton