



Numéro d'article	313915
Prix HT	75,74 €
Prix TTC	91,65 €
Stock	en stock

Description

Avec le tensiomètre Omron M3, vous disposez d'un tensiomètre entièrement automatique, fiable et économique en énergie. Maintenant dans une nouvelle version !

L'Omron M3 fonctionne avec la technologie Intellisense™

Grâce à cette technologie, vous pouvez être sûr de toujours prendre la bonne mesure. Il assure également que le brassard n'est jamais gonflé trop fort. Cela rend la mesure très confortable. Le brassard Omron M3 Le tensiomètre Omron M3 est livré avec un brassard pliable qui convient à tous (circonférence du bras de 22 à 42 cm). Le système de contrôle intégré vous permet de voir immédiatement si vous avez placé correctement le brassard autour de votre bras. L'écran de l'Omron M3 L'Omron M3 dispose d'un grand écran LCD. Il vous indique votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque. Si l'hypertension est mesurée, elle est immédiatement indiquée à l'écran au moyen de LEDS colorées. Vous pouvez ensuite prendre une autre mesure pour vérifier que la mesure était correcte. Deux utilisateurs peuvent être enregistrés dans la mémoire. Il y a également de la place

pour une mesure invitée, dans ce mode les valeurs ne sont pas stockées dans la mémoire. Par utilisateur, vous pouvez stocker 60 mesures en mémoire, y compris la date et l'heure de la mesure. Le tensiomètre Omron M3 est livré avec un étui de rangement pratique, un jeu de 4 piles AA et le brassard.

La mesure de votre propre tension artérielle est très facile avec le tensiomètre Omron M3.

1. Placez le brassard sur le haut de votre bras nu. 2. Appuyez sur le bouton de démarrage. Le brassard se gonfle automatiquement. 3. Lisez vos valeurs de tension artérielle et votre fréquence cardiaque.

Caractéristiques techniques du tensiomètre Omron M3

- Poids: 340 grammes
- Taille: 14,1 x 12,3 x 8,5 cm
- Alimentation: piles ou adaptateur en option
- Affichage des données: numérique
- Emplacements mémoire: 2 utilisateurs x 60 mesures
- Méthode de mesure: oscillométrique
- Plage de tension artérielle: 0 - 299 mmHg
- Gonflage et purge automatiques
- Détecte les mouvements pendant la mesure
- Déviation par rapport à une mesure des valeurs du poignet: maximum 5% de la valeur.