



Otoscope de poche Pocket Plus LED Welch Allyn - couleur Noir - livré en étui - 5 ans de garantie

08/10/2025 19:09:51



Numéro d'article	122132
Prix HT	179,00 €
Prix TTC	216,59 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Otoscope à LED Pocket Plus : Pratique, petit et robuste. Nouvel otoscope de poche en fibre optique avec lampe LED extra puissante pour un bon équilibre entre la reproduction des couleurs, la luminosité et la durabilité. Résistant aux chocs et aux chutes grâce à la matière plastique solide et légère et aux pare-chocs en caoutchouc de couleur vive. Livré en étui souple avec 2 jeux de pare-chocs.

Otoscope à LED Pocket Plus - Caractéristiques :

- Poids seulement 71,7 gr (tête et poignée)
- Piles: 2 piles AA
- Autonomie de la pile: > 5 heures
- Type de lampe: SureColor LED

- Durée d'utilisation de la lampe: 10 000 à 20 000 heures
- Grossissement: 3,4x
- Taille: 16,8 c
- Luminosité: 6 lumens
- Garantie: 5 ans