



# Otoscope LED pocket plus Welch Allyn - couleur PRUNE - livré dans un étui doux - 5 ans de garantie

08/10/2025 21:07:51



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 122132P             |
| <b>Prix HT</b>          | 179,00 €            |
| <b>Prix TTC</b>         | 216,59 €            |
| <b>Stock</b>            | Plus que 1 en stock |

## Description

Otoscope à LED Pocket Plus : Pratique, petit et robuste. Nouvel otoscope de poche en fibre optique avec lampe LED extra puissante pour un bon équilibre entre la reproduction des couleurs, la luminosité et la durabilité. Résistant aux chocs et aux chutes grâce à la matière plastique solide et légère et aux pare-chocs en caoutchouc de couleur vive. Livré en étui souple avec 2 jeux de pare-chocs.

## Otoscope à LED Pocket Plus - Caractéristiques :

- Poids seulement 71,7 gr (tête et poignée)
- Piles: 2 piles AA
- Autonomie de la pile: > 5 heures
- Type de lampe: SureColor LED

- Durée d'utilisation de la lampe: 10 000 à 20 000 heures
- Grossissement: 3,4x
- Taille: 16,8 c
- Luminosité: 6 lumens
- Garantie: 5 ans