



Numéro d'article	1409
Prix HT	74,34 €
Prix TTC	89,95 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Otoscoop LuxaScope Auris - Pédiatrique est spécialement conçu pour une recherche précise et confortable des jeunes patients. Grâce à son design adapté aux enfants et à ses six LED concentriques, cet otoscope offre une illumination claire et uniforme. Le verre grossissant 3x à rotation manuelle assure une vue détaillée de l'oreille.

Le robuste manche à deux composants, fabriqué en plastique renforcé de fibres de verre et en aluminium, garantit une prise ferme et confortable. Compact et pratique, idéal pour une utilisation clinique ou lors de visites à domicile.

Propriétés du produit

- Compacte LED-otoscoop speciaal voor kinderen
- Kindvriendelijk design in aantrekkelijke kleuren
- Ringvormige LED-verlichting voor gelijkmatige belichting
- Dimbaar & onderhoudsvrij
- Stevig 2-componenten handvat van glasvezelversterkte kunststof en aluminium
- Geoptimaliseerde kop & draaibaar 3x vergrootglas met klikfunctie
- Elektronische AAN/UIT-drukschakelaar
- Blower-aansluiting voor pneumatische testen
- Automatische uitschakeling na 3 minuten
- Inclusief 20 wegwerp oortrechters (10 x Ø 2,5 mm & 10 x Ø 4,0 mm)

Technische specificaties

- LED-levensduur: ca. 100.000 uur (constante stroomregeling)
- Verlichtingssterkte: 10.000 lux
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Voeding: 2 x AAA alkaline batterijen

Afbeeldingen

