



Numéro d'article	1413
Prix HT	46,17 €
Prix TTC	55,87 €
Stock	en stock

Description

L'oxymètre de pouls Oxyfrog est adapté aux enfants.

Propriétés d'Oxyfrog

- Cet oxymètre est adapté à l'usage pédiatrique: un design spécialement conçu pour dédramatiser l'examen
- L'écran s'oriente automatiquement en fonction de la position du doigt
- Haute précision
- Les paramètres suivants sont affichés sur l'écran
 - Fréquence cardiaque
 - Saturation en oxygène
 - Courbe de pléthysmographie

- Pourcentage de batterie
- Facile à utiliser
- L'oxyfrog est adapté aux enfants de 10 à 40kg

Inclus

- 1 oxymètre de pouls
- 1 dragonne
- 2 piles alcalines AAA
- 1 tournevis pour ouvrir le clapet à piles
- 1 manuel utilisateur

2 ans garantie (dans les conditions normales d'utilisation)

Afbeeldingen

