



Numéro d'article	1412
Prix HT	37,74 €
Prix TTC	45,67 €
Stock	en stock

Description

Oxymètre de pouls Oxystart - Orange

L'Oxymètre de pouls Oxystart® est un dispositif médical compact et léger pour une mesure efficace de la saturation pulsée en oxygène. Sa taille compacte permet de l'utiliser en cabinet médical, mais aussi en visite à domicile, en collectivités... L'oxymètre de pouls digital Oxystart® est un dispositif médical qui mesure des paramètres vitaux.

L'Oxystart® est livré avec 1 housse de rangement, 1 dragonne, 2 piles AAA LR03 et un manuel d'utilisation.

L'oxystart c'est:

- Confort de lecture des mesures
- Facile d'utilisation
- Ecran orientable
- Courbe de pléthysmographie
- Fiabilité

Afbeeldingen

