



Numéro d'article	131046
Prix HT	73,43 €
Prix TTC	88,85 €
Stock	en stock

Description

Oxymètre / saturimètre à usage pédiatrique

Mesurez votre taux d'oxygène dans votre sang avec l'oxymètre de pouls du doigt.

De cette façon, vous pouvez lire avec précision quel est le pourcentage d'oxygène dans votre corps.

- écran LCD clair
- SpO2 et mesure de la fréquence cardiaque
- Petit et léger : 58 x 32 x 34 mm, 50 grammes
- 2 piles AAA incluses
- Moniteurs ± 30 heures