



Numéro d'article	HAIO2
Prix HT	503,31 €
Prix TTC	609,01 €
Stock	en stock

Description

Paquêt pour les médecins en formation - Pédiatrie

Un paquêt pour les médecins en formation - pédiatrie contient les outils et le matériel spécifiques nécessaires pour diagnostiquer et traiter efficacement les bébés, les enfants et les adultes. Les bébés et les enfants nécessitent souvent une approche différente et des outils adaptés en raison de leur physique plus petit et de leurs besoins médicaux spécifiques. Vous trouverez ci-dessous une description détaillée des éléments essentiels d'un paquêt pédiatrie.

- Stéthoscope
 - Indispensable pour écouter les bruits du cœur et des poumons.
 - Stéthoscope Magister II - Pièce thoracique double face - noir
- Stéthoscope pédiatrique

- Pour l'écoute des bruits du coeur et des poumons chez les bébés et les enfants.
 - Stéthoscope Pulse II - Pièce thoracique simple face - Pédiatrique - vert
- Tensiomètre manuel
 - Pour la mesure de la tension artérielle chez les patients.
 - Mobi avec 3 brassards (small - medium - large)
- Otoscope
 - Pour l'inspection du conduit auditif et du tympan.
 - Otoscope smartled 5500 - noir
- Otoscope pédiatrique
 - Pour l'examen du conduit auditif et du tympan chez les bébés et les enfants.
 - Otoscope smartled 5500 - pédiatrique - vert
- Oxymètre de poulse
 - Pour mesurer la saturation.
 - Oxystart - Orange
- Saturateur pédiatrique
 - Pour mesurer la saturation chez les bébés et les enfants
 - Oxyfrog - Pédiatrique - Vert
- Thermomètre infrarouge
 - Thermomètre pour mesurer la température corporelle
 - Tempo Easy - gris
- Pack de démarrage VivaChek Ino
 - Ce kit comprend tout ce dont vous avez besoin pour mesurer la glycémie :
 - Lecteur de glycémie
 - Bandelettes réactives
 - Lancettes
 - Stylo autopiqueur
 - Étui

Afbeeldingen

