



Penlight en métal avec lampe LED - convertible en otoscope mini : livré en étui avec 3 specula et 2 batteries AAA

08/10/2025 19:07:34



Numéro d'article	121510
Prix HT	27,66 €
Prix TTC	33,47 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Instrument à double fonction.

2-en-1 : Penlight et mini-otoscope

Il peut être converti en lampe de poche et en mini-otoscope avec 3 spéculums différents et est livré dans un étui. Equipé d'un indicateur de la taille de la pupille sur le bâton. Piles incluses (2 x AAA).