



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 122429              |
| <b>Prix HT</b>          | 313,18 €            |
| <b>Prix TTC</b>         | 378,95 €            |
| <b>Stock</b>            | Plus que 1 en stock |

## Description

---

Pied roulant pour tensiomètre Pro BP2000 - Hillrom (Welch Allyn) - 107195

### Trépied sur roues très pratique

Très pratique, le pied sur roulettes est conçu pour le tensiomètre professionnel numérique Pro BP2000. Grâce à ce trépied, le tensiomètre numérique Pro BP2000 peut être facilement déplacé de pièce en pièce et rangé. Le pied roulant est également équipé d'un panier permettant de ranger facilement vos brassard ou autres accessoires. Ce produit est fourni sans tensiomètre.