

Pro BP3400 tensiomètre digital mobile modèle de table avec brassard

08/10/2025 18:23:26



Numéro d'article	122410
Prix HT	894,05 €
Prix TTC	1 081,80 €
Stock	sur commande

Description

Modèle de table avec porte-machette pour le tensiomètre numérique Welch Allyn Pro BP3400 SureBP de Welch.

BP3400 SureBP mesure la pression systolique et diastolique, la valeur du pouls et la tension artérielle moyenne.

- technologie SureBP: rapide fiable et précis
- Mesure pendant la phase de gonflage en seulement 15 secondes
- batterie lithium-ion permet de procéder à 100 relevés par charge
- compact: L15 x l8 x h5,6 cm
- Sans mercure ni latex pour garantir la sécurité des médecins et des patients
- Possibilité de mise à jour du logiciel
- Livré avec brassard adulte et obèse,

- câble d'alimentation, câble de connection USB-PC, logiciel avec manuel français.

Disponible sur commande uniquement - délai de livraison +/- 12 semaines