



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 122312       |
| <b>Prix HT</b>          | 130,94 €     |
| <b>Prix TTC</b>         | 158,44 €     |
| <b>Stock</b>            | sur commande |

## Description

---

Qu'est-ce qu'un rhéostat pour poignée Lithium-Ion PLUS?

Un rhéostat est une bobine de fil résistif d'une certaine longueur et un contact mobile, incorporé dans un circuit. Au moyen d'un bouton rotatif ou coulissant, le contact peut être déplacé et contrôlé par le nombre de tours du courant de la bobine qui circulera. Ce rhéostat s'adapte à la poignée Lithium-ion Plus [réf.122310](#).