

Seca 201 ruban ergonomique de mesure périmétrique (jusque 205 cm)

08/10/2025 19:10:13



Numéro d'article	159025
Prix HT	12,95 €
Prix TTC	15,67 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Compteur corporel ergonomique seca 201. Ruban à mesurer pour mesurer la tête, les hanches, les bras, les jambes et la taille.

Ruban à mesurer rétractable pour une mesure précise du corps.

Les mesures de circonférence actuelles doivent répondre à des normes médicales élevées. C'est pourquoi seca a développé le seca 201, qui peut mesurer la circonférence avec précision au millimètre. Les mesures sont faciles à lire sur l'échelle latérale. Le mécanisme de haute qualité garantit que le ruban de 205 cm de long se déroule facilement et s'enclenche avec précision. Fonctionnement pratique d'une seule main - mécanisme de verrouillage au point de départ du ruban à la rétraction. Le boîtier repose

confortablement et solidement dans la main de l'utilisateur et est suffisamment solide pour résister à des chutes accidentelles.

Compact et facile à ranger.

Le compteur de taille classique seca 200 a été amélioré - le nouveau seca 201 promet encore plus de précision et de facilité d'utilisation! Il tient bien dans la main, s'arrête avec précision et est particulièrement robuste - idéal pour les mesures dans tous les domaines médicaux.

Détails du produit seca 201

- La circonférence du corps peut être mesurée avec précision à moins de 5 mm
- Mécanisme de haute qualité pour un glissement plus fluide du bande
- Nouveau mécanisme de verrouillage pour une mesure très précise
- 205 cm de long
- Graduation: 1 mm
- Boîtier robuste et pratique
- Diamètre: 7 cm
- Longueur: 2,2 cm