



Numéro d'article	120231
Prix HT	245,12 €
Prix TTC	296,60 €
Stock	sur commande

Description

Kit de diagnostic à fibre optique Heine Otoscope K180 dans une pochette souple.
Référence Heine: B181.10.118

Éclairage très lumineux

Otoscope Heine avec éclairage à fibre optique (F.O.) en polycarbonate léger et résistant aux chocs. Éclairage à fibre optique. Fournit un éclairage homogène et très lumineux et une vue dégagée sur le conduit auditif et le tympan. Construction en polycarbonate. Résistant aux chocs. Technologie halogène XHL Xenon.

Image nette sans distorsion

Fenêtre de visualisation en acrylique avec grossissement 3x. Image nette sans distorsion. Fenêtre de visualisation rotative intégrée à l'instrument. Utile pour l'instrumentation, ne peut pas être perdu. Port d'insufflation. Test fiable de la mobilité du tympan.

Eigenschaften

- Volt: 2,5 V.
- Type: fibre optique K-180
- Couleur: noir
- Matériel: Plastique polycarbonate
- Grossissement 3x
- Résistant aux chocs
- Avec fenêtre de visualisation rotative
- Éclairage par fibre optique avec technologie halogène XHL Xenon.
- Port d'insufflation

L'ensemble d'otoscopes Heine se compose de:

- K180 F.O. otoscope
- Poignée de batterie Beta (fonctionne sur 2 batteries C, celles-ci ne sont pas incluses)
- 1 jeu de spéculums réutilisables (4 pièces)
- Pochette souple