

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 120093              |
| Prix HT          | 4,80 €              |
| Prix TTC         | 5,81 €              |
| Stock            | Plus que 5 en stock |

## Description

Spéculum Heine en sanalon S Beta - Réutilisable est fabriqué en plastique SANALON S avec une densité élevée et un extérieur lisse. Facile à nettoyer.

## Forme ergonomique et facile à nettoyer

Tous les germicides courants peuvent être utilisés. Autoclavable jusqu'à 134 ° C Forme ergonomique. Insertion atraumatique indolore. Conception de verrouillage positif. Connexion robuste à la tête de l'otoscope. Convient aux modèles d'otoscopes HEINE suivants: BETA 400, BETA 200, K180, mini 3000 F.O., mini 3000 Otoscope.

## Références Speculum Heine

- Speculum Ø 2,4 mm: B-000.11.107
- Speculum Ø 3 mm: B-000.11.108
- Speculum Ø 4 mm: B-000.11.109
- Speculum Ø 5 mm: B-000.11.110
- Speculum 1 set: B-000.11.111