



Numéro d'article	1411
Prix HT	7,54 €
Prix TTC	9,12 €
Stock	Plus que 7 en stock

Description

Spéculums auriculaires à usage unique - Universel - 250 pièces - différentes tailles

Ces spéculums auriculaires à usage unique offrent une solution hygiénique pour examiner le canal auditif avec un otoscope.

Différentes tailles:

- 2,5mm: enfant
- 4mm: adulte

A quoi sert un spéculum?

Lors des examens médicaux, un médecin examinera l'intérieur des oreilles d'un patient à l'aide d'un dispositif médical appelé otoscope. L'otoscope nécessite l'utilisation d'un

spéculum auriculaire. Un spéculum auriculaire est un accessoire qui s'adapte sur l'otoscope et permet au médecin de regarder au canal auditif et au tympan. Il ressemble à un entonnoir en ce sens qu'il est plus large à une extrémité et se rétrécit à l'autre.