



Spiromètre Spirobank Oxi - Spiromètre + Oximètre avec utilisation de l'App Spirobank (AppStore + GooglePlay)

08/10/2025 10:34:15



Numéro d'article	122454
Prix HT	271,02 €
Prix TTC	327,93 €
Stock	sur commande

Description

Spirobank Oxi est un spiromètre de diagnostic portable et un oxymètre en un, qui se connecte à votre smartphone via Bluetooth.

Test de spiromètre et d'oxymètre en temps réel sur le smartphone

- Test de spiromètre et d'oxymètre dans une seule application (MIR Spirobank)
- Connexion automatique via Bluetooth Smart BLE 4.0 (Bluetooth Low Energy)

- Convient à tous les âges, sauf aux bébés et aux jeunes enfants (- 2 ans)
- GLI-2012 : ensembles de prévisions pour la valeur de référence de la spirométrie

Atouts du spiromètre Spirobank Oxi

- Notifications et animation en temps réel sur le smartphone, pour guider le patient dans la réalisation correcte du test, ce qui garantit de meilleurs résultats
- E-diary (journal électronique) : les symptômes et des notes peuvent être ajoutés pour chaque test
- Tendances graphiques faciles à lire pour l'autosurveillance de la spirométrie et de l'oxymétrie
- Cycle complet de débit et de volume pour les débits expiré et inhalé et courbe pléthysmographique en temps réel à l'écran

Un partage aisé des résultats

- Partagez facilement des rapports au format pdf avec ce spiromètre Spirobank Oxi via WhatsApp, le courrier électronique et d'autres applications
 - Le rapport pdf comprend : les courbes débit/volume et débit/temps (3 meilleures tentatives), le contrôle de la qualité, les résultats d'essais acceptables, la variabilité du VEMS et de la CVF, les icônes
- Résultats des tests à l'écran :
 - Spirométrie : DEP, CVF, VEM1, rapport VEM1/VEMF, VEM2575, VEM6
 - Oxymétrie (moyenne) : SpO2 (%), pouls (BPM)
- Résultats des tests sur le pdf imprimé :
 - Spirométrie : FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF2575, FEF25, FEF50, FEF75, DTPEF, VEXT
 - Oxymétrie (minimum, maximum, moyenne) : SpO2 (%), pouls (BPM)

Fonctionne avec des turbines jetables calibrées

Vous pouvez utiliser ce spiromètre Spirobank Oxi avec les turbines jetables calibrées de MIR. [Ces turbines sont également disponibles ici chez nous.](#) Ces turbines calibrées ont une précision sans précédent et une qualité inégalée! Les turbines jetables garantissent qu'aucune contamination croisée n'est possible.

Caractéristiques du spiromètre Spirobank Oxi

- Précision certifiée : ISO 22782:2009 pour la spirométrie, ISO 80601-2-61 pour l'oxymétrie, ATS-ERS 2019

- Prêt-à-connecter : conçu pour la surveillance des patients à distance, la recherche clinique et l'intégration avec des logiciels tiers
- Test de spirométrie de la CVF (capacité vitale forcée) mesurant 19 paramètres : PEF, CVF, VEM1, rapport VEM1/VEMF, VEM2575, VEM6, VEXT, DTPEF, VEM75, FET, VEM25, VEM50, FIVC, VEM1, PIF, VEM3, VEM05, VEM075, VEM2
- Compatible avec les turbines jetables FlowMIR et la turbine réutilisable Single Patient
- Nécessite 2 piles AAA

https://www.youtube.com/watch?v=EC8wryQkEm4&feature=emb_logo

Afbeeldingen

