



TENSIOMÈTRE DIGITAL PROBP 2000 + LES BRASSARDS FLEXIPOINT® (Reuse avec la petit adulte nr. 10 / obèse nr. 12.)

08/10/2025 12:04:19



Numéro d'article	122420PROMO
Prix HT	275,00 €
Prix TTC	332,75 €
Stock	en stock

Description

Promotion: Tensiomètre avec 3 brassards (jeune adulte n°10 - adulte n°11 - obèse n°12)

Lorsque vous recherchez un tensiomètre numérique pour un environnement clinique, la précision et la fiabilité sont probablement vos préoccupations les plus importantes. Welch Allyn a conçu le nouveau tensiomètre numérique ProBP 2000 avec des caractéristiques technologiques pour des résultats fiables.

Technologie Welch Allyn SureBP[®]:

Notre algorithme de recharge SureBP[®] est utilisé dans une variété d'appareils à fonctions vitales Welch Allyn. Il aide les médecins de tous les établissements de soins de santé à saisir des mesures automatisées, rapides et précises de la tension artérielle.

- Les mesures de la tension artérielle deviennent plus confortables lors du gonflage et prennent environ 20 secondes.
- Conforme aux normes de l'AAMI pour l'exactitude de la tension artérielle
- Une simple pression sur un bouton permet de mesurer la tension artérielle à partir du moment où le brassard est gonflé.
- Taux d'achèvement de 97 % pendant l'exercice

Technologie de brassard Welch Allyn FlexiPort[®] pour la tension artérielle :

L'utilisation de la bonne taille de brassard est un facteur important pour obtenir des mesures précises. Les brassards Welch Allyn FlexiPort sont disponibles dans de nombreuses tailles différentes : il y en a un pour chaque patient. De cette façon, vous pouvez toujours choisir la bonne taille de brassard pour des mesures précises. Le brassard standard pour adulte (n° 11) est inclus.

- Le raccord monopoint à enclenchement unique élimine les tracas des tuyaux de brassard et des raccords conventionnels. Cela vous permet de gagner du temps lorsque vous êtes occupé.
- Le ProBP 2000 est compatible avec les poignets réutilisables FlexiPort, de l'enfant à l'adulte, et peut également être utilisé sur les cuisses (15-55 cm).

Afbeeldingen

