

Tensiomètre WA Durashock DS55 Rouge 3 brassards inclus

09/10/2025 00:10:03



Numéro d'article	122222PROMO
Prix HT	155,00 €
Prix TTC	187,55 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

De Welch Allyn DuraShock DS55 is een betrouwbare, professionele handmatige bloeddrukmeter. Ideaal voor medische professionals én thuisgebruikers die nauwkeurigheid en duurzaamheid belangrijk vinden.

Belangrijkste kenmerken

- Schokbestendig tot 76 cm hoogte dankzij de innovatieve DuraShock™ technologie
- Zonder tandwielen – minder slijtage en langere levensduur
- 10 jaar kalibratiegarantie – langdurige precisie gegarandeerd
- Duidelijk en contrastrijk display, met lasergegraveerde wijzerplaat
- FlexiPort manchet maat 11 (volwassenen: 25–34 cm) inbegrepen

- Links- en rechtshandig te gebruiken dankzij het handige schroefventiel

Promopakket:

- 1x WA DuraShock DS55 bloeddrukmeter
- 3 manchetten

De Welch Allyn DuraShock DS55 onderscheidt zich van traditionele modellen door zijn onderhoudsarme en duurzame ontwerp. Dankzij de DuraShock technologie is de meter beter bestand tegen vallen of stoten, wat zorgt voor een langere levensduur en betrouwbare metingen.