



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 122337       |
| <b>Prix HT</b>          | 785,00 €     |
| <b>Prix TTC</b>         | 949,85 €     |
| <b>Stock</b>            | sur commande |

## Description

Cette tête d'ophtalmoscope PanOptic Basic Welch Allyn redessinée. Découvrez des images plus grandes et plus claires.

## Ophtalmoscopie (fundoscopie) pour détecter les troubles oculaires

L'ophtalmoscopie est aussi appelée examen ophtalmique. Cet examen permet au médecin de voir l'arrière de l'œil (fond d'œil), ce qui lui permet d'étudier la rétine, la papille optique et le réseau de petits vaisseaux qui alimentent l'œil en sang. Il s'agit d'une étude importante car le fond d'œil peut fournir des informations utiles sur l'état de santé général. Le fond d'œil est le seul endroit du corps où les veines et les artères peuvent être visualisées directement, sans chirurgie.

# Quoi de neuf sur cette tête d'ophtalmoscope PanOptic Basic?

Ces ophtalmoscopes sont désormais livrés en standard avec notre éclairage LED SureColor et sont conçus pour durer avec notre technologie DuraShock, qui contribuent ensemble à améliorer la longévité globale. La nouvelle gamme de têtes de diagnostic est également compatible avec les poignées 3,5 V existantes. Garantie: 1 ans.

## Tête d'ophtalmoscope PanOptic Basic avec éclairage LED longue durée

La tête d'ophtalmoscope PanOptic Basic est une tête d'ophtalmoscope mise à jour de Welch Allyn. Ce PanOptic est équipé d'une lampe LED Welch Allyn SureColor (non remplaçable), qui est très économe en énergie et donne une lumière plus importante et plus blanche qu'une lampe halogène traditionnelle. Pour ces raisons, l'ophtalmoscope PanOptic Basic offre des avantages pratiques dans l'utilisation à haute fréquence dans la pratique quotidienne.

## Design renouvelé et convivial

Un nouveau design avec une forme et une sensation familières, avec un affichage d'image incroyable de 20 fois la surface de l'œil par rapport à l'ophtalmoscope habituel, ce sont des images que vous devez voir. Welch Allyn a écouté d'innombrables prestataires de soins de santé et a ajouté la technologie d'alignement rapide des yeux pour aider à diriger le regard du patient pour un meilleur alignement des yeux. Notre tête révolutionnaire d'ophtalmoscope PanOptic Basic répond aux défis fondamentaux de l'ophtalmoscopie directe des pupilles dilatées pour visualiser le fond d'œil de haute qualité pour des examens précis. Remarque: [la poignée](#), le rhéostat et le chargeur de table ne sont pas inclus. Support intelligent non applicable à ce modèle.