



Numéro d'article	122331
Prix HT	549,01 €
Prix TTC	664,30 €
Stock	en stock

Description

Cette tête d'otoscope MacroView PLUS LED Welch Allyn redessinée. Découvrez des images plus grandes et plus claires.

Quoi de neuf avec cet otoscope MacroView Plus?

Tous ces appareils sont désormais livrés en standard avec notre éclairage LED SureColor et sont conçus pour durer avec notre technologie DuraShock, qui, ensemble, contribuent à améliorer la durée de vie globale. La nouvelle gamme de têtes de diagnostic est également compatible avec les poignées 3,5 V existantes. Vous pouvez convertir l'otoscope MacroView Plus en otoscope numérique via une plaque de connexion pour votre smartphone. Avec l'application gratuite iExaminer pour Android et Apple. Garantie:

Otoscope Macroview avec éclairage LED longue durée

Le Macroview plus est une tête d'otoscope renouvelée de Welch Allyn. Ce Macroview est équipé d'une lampe LED Welch Allyn SureColor (non remplaçable), qui est très économe en énergie et donne une lumière plus importante et plus blanche qu'une lampe halogène traditionnelle. Le champ de vision est 3 fois plus grand et le grossissement n'est pas inférieur à 30% par rapport aux otoscopes habituels. Une vue presque complète de la membrane tympanique, une meilleure clarté et définition des repères et un système d'éclairage amélioré font de cette tête d'otoscope un incontournable.

Conception innovante et conviviale

Avec un champ de vision extrêmement large dans un nouveau design convivial. Les deux sont conçus pour effectuer un examen rapide et facile, avec une couverture d'image incroyable de 20 fois la surface de l'œil et 3 fois la vue d'un otoscope standard.

Enregistrez et partagez avec l'otoscope Macroview Plus

Les versions Plus peuvent être utilisées pour les examens optiques standard, et une large gamme de smartphones peut être montée sur la tête via notre iExaminer SmartBracket. Il vous permet de capturer et de partager facilement des images via l'application gratuite iExaminer pour iOS et Android. Vous pouvez facilement monter votre smartphone sur la tête d'otoscope macroview Plus avec les SmartClips fournis. Il est préférable de prévoir une coque transparente pour votre smartphone pour cela. Le manuel d'utilisation de l'iExaminer SmartBracket et de l'application se trouve ci-dessous.

Nouveau spéculum auriculaire transparent à usage unique

En plus des otoscopes macroview renouvelés, il existe désormais également le nouveau spéculum LumiView Clear. Ces spéculums sont de couleur transparente au lieu de noir. Cela offre une vision jusqu'à 8 fois plus claire pour les spéculums pédiatriques et jusqu'à 4 fois plus claire pour les spéculums adultes. De plus, ces spéculums sont également jetables afin que vous puissiez réduire le risque de contamination croisée. Remarque: [la poignée](#), le rhéostat, le support intelligent, les spéculums et le chargeur de table ne sont pas inclus.

Afbeeldingen

