



Numéro d'article	125202
Prix HT	3,91 €
Prix TTC	4,73 €
Stock	en stock

Description

Le thermomètre numérique est un appareil compact, précis et durable. Ce thermomètre numérique peut être utilisé pour toute la famille. Le thermomètre permet de mesurer la température dans l'aisselle (axillaire) ou sous la langue (orale). Une mesure rectale est recommandée chez l'enfant lorsque la méthode axillaire est gênante.

Le thermomètre affiche les résultats rapides sur l'écran LCD.

La fin de la mesure est indiquée par un bip sonore. La mémoire interne mémorise les résultats de la dernière mesure. Ce thermomètre numérique possède une coque en ABS qui ne se brise pas aussi rapidement qu'un thermomètre à mercure en verre.

Propriétés du thermomètre numérique :

- Ce thermomètre est utilisé pour l'usage oral, rectal et axillaire.
- Thermomètre compact et léger

- Précis
- Résultats après 60 secondes
- Afficheur LCD à 3 chiffres
- Bip à la fin de la mesure
- Arrêt automatique
- Résistant à la rupture

Caractéristiques techniques :

- Plage de mesure : 32,0°C - 42,9°C
- Alimentation : pile LR41 1,5 V
- Dimensions : 132mm x 22mm x 12mm
- Poids : 12 gr