



Numéro d'article	125213
Prix HT	10,08 €
Prix TTC	12,20 €
Stock	en stock

Description

Un thermomètre qui met l'accent sur la clarté et la lisibilité. QU'EST-CE QUE C'EST? Un nouveau thermomètre numérique à embout flexible, facile à utiliser et à lire, grâce à son grand écran conçu selon la "philosophie DLS". QUE FAIT-IL POUR VOUS ? Il mesure votre température corporelle, orale ou rectale, et vous indique le résultat facilement et rapidement. L'avant-bras dure entre 60 et 120 secondes. QU'EST-CE QUI LE REND UNIQUE ? Il dispose d'un grand écran sur lequel vous pouvez facilement lire si vous avez de la fièvre ou non. Il vous aide également en déclenchant une alarme si vous avez de la fièvre - le thermomètre émet un bip lorsqu'il a fini de mesurer et si la fièvre dépasse 37,8°C. La mémoire enregistre le résultat le plus récent. L'embout flexible est résistant à l'eau. Les piles ont une autonomie d'au moins 1 000 mesures. DANS QUEL FORMAT POUVEZ-VOUS LE TROUVER ? Le thermomètre VedoClear Zoom est livré dans un étui de protection transparent très pratique pour le protéger et le ranger en toute sécurité après

utilisation.

Afbeeldingen

