



Numéro d'article	000452
Prix HT	159,34 €
Prix TTC	192,80 €
Stock	sur commande

Description

Station de charge ThermoScan PRO 6000 *La station de charge du thermomètre auriculaire Welch Allyn Braun PRO 6000 offre un espace pour 200 couvercles de sonde, dispose d'une batterie rechargeable et active les paramètres de sécurité électroniques. L'insertion d'un "pack de batterie" dans le thermomètre auriculaire Pro 6000 le rend rechargeable. Pour le recharger, le thermomètre est placé dans la station de charge. Des voyants LED indiquent l'état de la charge et de la batterie. La station de charge ThermoScan contient également un grand nombre de bouchons de protection et peut être fixée au mur si nécessaire.*