



Numéro d'article	125199
Prix HT	10,40 €
Prix TTC	12,58 €
Stock	en stock

Description

Thermoval Classic[®], thermomètre numérique avec système maximum et affichage extra large.

Thermomètre simple et fiable pour mesurer la fièvre.

- Temps de mesure environ 1 minute.
- Un signal acoustique indique que l'appareil est prêt à l'emploi et que le temps de mesure est écoulé.
- Fonction mémoire, affiche la dernière valeur mesurée.
- S'éteint automatiquement, étanche à l'eau.
- Peut être désinfecté.
- Avec batterie remplaçable et longue durée de vie. Pour la mesure de la température axillaire, buccale et rectale.
- Avec housse de protection.