



Numéro d'article	125217
Prix HT	9,49 €
Prix TTC	11,48 €
Stock	Plus que 8 en stock

Description

Respitrain - Entraîneur respiratoire Tri-Ball Système innovant pour stimuler la respiration par inhalation. Il se compose d'une base et de trois chambres avec trois sphères de couleurs et de poids différents à l'intérieur.

Par inhalation, les trois billes sont augmentées d'un niveau proportionnel à la force de l'inhalation réalisée.

La capacité de voir le mouvement des trois zones permet de quantifier l'effort et de déterminer l'efficacité réelle de l'exercice comme indiqué par le médecin traitant. Il peut être démonté pour faciliter le nettoyage.