



Numéro d'article	313959
Prix HT	22,49 €
Prix TTC	27,21 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Veroval[®] - Brassard de contrôle Duo Large (32-42cm) pour tensiomètre numérique pour le haut du bras

Brassard Duo Control pour tensiomètres :

Le brassard est la partie du tensiomètre qui est placée autour du poignet ou du bras et dans laquelle l'air est pompé dès que vous commencez une mesure de la tension artérielle. Pour une mesure précise, il est important de remplacer le brassard du tensiomètre dès qu'il montre des signes d'usure. Pour déterminer la taille qui convient, mesurez la circonférence de la partie supérieure de votre bras. Lorsque vous achetez votre brassard, assurez-vous qu'il peut être connecté à votre tensiomètre. Ce brassard convient pour un tensiomètre Veroval[®] Duo Control.

Afbeeldingen

