



Numéro d'article	313968
Prix HT	62,45 €
Prix TTC	75,56 €
Stock	Plus que 7 en stock

Description

VEROVAL thermomètre infrarouge 2-en-1 - Pour mesurer rapidement et facilement votre température dans l'oreille et sur le front. Idéal pour les familles avec enfants.

2 méthodes de mesure (dans l'oreille et sur le front)

- Haute précision de mesure
- Mesure infrarouge rapide: en 1 seconde
- La mémoire intégrée peut contenir jusqu'à 10 mesures.
- Mesures silencieuses
- Mesure hygiénique dans l'oreille: avec 10 capuchons de protection à usage unique
- Disponible en plus pour une mesure hygiénique : 20 capuchons de protection jetables ([réf.313969](#))

Afbeeldingen

