



Numéro d'article	122351
Prix HT	764,64 €
Prix TTC	925,21 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

L'AudioScope 3 vous permet de dépister vos patients rapidement et avec précision - et avec plus de flexibilité. La procédure de dépistage simple ne prend que quelques secondes. Parce que l'AudioScope 3 a des niveaux HL de 20, 25 et 40 dB dans un seul appareil, vous pouvez examiner tous vos patients avec cet instrument. De plus, les tonalités sont jouées à des intervalles aléatoires, de sorte que vos patients ne peuvent plus deviner leurs écrans auditifs.

Caractéristiques de la Audioscope 3

- Lumière halogène et fibre de verre pour une vue magnifique sur le tympan et le conduit auditif avant et pendant la projection auditive.
- Choix de 3 niveaux de filtrage - 20dB HL, 25dB HL & 40dB HL à 500, 1000, 2000 & 4000 Hz pour tous les âges.
- Prêtone pour la pratique du test patient.
- Intervalles de tonalité aléatoires pour plus d'objectivité.

- Léger, portable pour une portabilité totale.
- La conception unique des bouchons d'oreille élimine le besoin d'écouteurs.
- Rechargeable - maintient l'appareil prêt à l'emploi.