

WA Flexiport brasard à velcro sans latex - adulte version LONGUE (11L)

08/10/2025 15:46:32



Numéro d'article	123526LANG
Prix HT	31,55 €
Prix TTC	38,18 €
Stock	Plus que 9 en stock

Description

Welch Allyn FlexiPort™ Manchons de tension artérielle réutilisables. Le seul brassard conçu avec les bonnes priorités en tête - vous et vos patients. Durable, facile à utiliser et abordable. Cela fait du brassard Welch Allyn Cuff le meilleur choix pour les hôpitaux et les cliniques du monde entier. Pourquoi ? Parce que nous offrons pratiquement tous les types de brassards de tension artérielle dont une institution peut avoir besoin, ainsi que la possibilité, grâce à notre connecteur breveté FlexiPort™, de faciliter l'approvisionnement comme aucun autre fournisseur de brassards de tension artérielle ne le peut.

- Les tuyaux peuvent être facilement connectés ou déconnectés du FlexiPort d'une seule main, ce qui accélère et simplifie le changement des brassards.
- Testé pour résister à tout environnement de soins
- Garantie de 3 ans

- Conforme à toutes les directives AAMI et AHA en vigueur pour un raccordement approprié.
- La normalisation réduit le nombre de numéros de pièces jusqu'à 60 %.

Qu'est-ce que FlexiPort™ ?

L'accessoire FlexiPort™ a une seule connexion entre les appareils et les brassards, de sorte que chaque brassard devient un brassard à simple ou double tuyau. Le raccord pivotant réduit la pression sur les tuyaux et le connecteur du brassard, ce qui augmente considérablement le confort du patient et la durabilité du brassard.

Différence entre 11 & 11L et 12 & 12L

Le brassard avec le L mentionné est plus long de 12 cm et possède un velcro supplémentaire. Vous pouvez l'utiliser avec une plus grande circonférence du bras.

Type (numéro de modèle)	Dimensions	Flexiport
Bébé (6)	7 - 10 cm	REUSE-06
Tout-petit (7)	9 - 13 cm	REUSE-07
Enfant en bas âge (8)	12 - 16 cm	REUSE-08
Enfant (9)	15 - 21 cm	REUSE-09
adulte - petit (10)	20 - 26 cm	REUSE-10
adulte (11)	25 - 34 cm	REUSE-11
adulte - large (11L)	25 - 34 cm	REUSE-11L
grand adulte (12)	32 - 43 cm	REUSE-12
grand adulte - large (12L)	32 - 43 cm	REUSE-12L
cuisse (13)	40 - 55 cm	REUSE-13