



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 123147 |
| Prix HT | 209,91 € |
| Prix TTC | 253,99 € |
| Stock | Plus que 1 en stock |

Description

Tensiomètre mural Welch Allyn 767 Ce tensiomètre est un tensiomètre très pratique et pratique.

Le grand cadran rend ce Welch Allyn 797 facile à lire.

La division du cadran peut être lue encore plus clairement grâce à la gravure au laser. Ce Welch Allyn 767 est livré en standard avec un brassard FlexiPort de taille 11, ce qui correspond à des circonférences de bras comprises entre 25 et 34 cm. En option, vous avez le choix entre des poignets plus grands ou plus petits à commander. De plus, ce tensiomètre possède un compartiment dans lequel vous pouvez ranger les brassards. Ce modèle convient pour un montage mural.

Principales caractéristiques du tensiomètre Welch Allyn 797 :

- Le cadran gravé au laser offre une précision inégalée.
- Précision certifiée à ± 3 mmHg.
- Le cadran encastré et le cadran rouge à contraste élevé offrent une meilleure visibilité et réduisent les erreurs de parallaxe.
- Les pièces mobiles en rubis contribuent à une durée de vie plus longue.
- Comprend le brassard Flexiport n° 11 (les brassards FlexiPort sont traités antibactériquement pour prévenir la croissance fongique et bactérienne).
- Sans latex et sans mercure
- Garantie à vie sur l'étalonnage
- Convient pour un montage mural
- Option : poignets de plus en plus petits disponibles