



Numéro d'article	123146
Prix HT	410,72 €
Prix TTC	496,97 €
Stock	sur commande

Description

Tensiomètre Welch Allyn 767 avec support Ce tensiomètre est un tensiomètre très pratique.

Le grand cadran rend ce tensiomètre facile à lire.

La division du cadran peut être lue encore plus clairement grâce à la gravure au laser. Ce Welch Allyn 767 est livré en standard avec un brassard FlexiPort de taille 11, ce qui correspond à des circonférences de bras comprises entre 25 et 34 cm. En option, vous avez le choix entre des poignets plus grands ou plus petits à commander. De plus, ce tensiomètre est doté d'un compartiment dans lequel vous pouvez ranger les brassards et d'un trépied pour que le tensiomètre soit facile à déplacer.

Principales caractéristiques du tensiomètre Welch Allyn 767 avec trépied :

- Le cadran gravé au laser offre une précision inégalée.
- Précision certifiée à ± 3 mmHg.
- Le cadran encastré et le cadran rouge à contraste élevé améliorent la visibilité et réduisent les erreurs de parallaxe.
- Les pièces mobiles en rubis contribuent à une durée de vie plus longue.
- Comprend le brassard Flexiport n° 11 (les brassards FlexiPort sont traités antibactériquement pour prévenir la croissance fongique et bactérienne).
- Sans latex et sans mercure
- Equipé d'un trépied à 5 pieds
- Garantie à vie sur l'étalonnage