



Numéro d'article	122412
Prix HT	894,05 €
Prix TTC	1 081,80 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Modèle mural du tensiomètre numérique Welch Allyn Pro BP3400 SureBP de Welch.

BP3400 SureBP mesure la pression systolique et diastolique, la valeur du pouls et la tension artérielle moyenne.

- technologie SureBP: rapide fiable et précis
- Mesure pendant la phase de gonflage en seulement 15 secondes
- batterie lithium-ion permet de procéder à 100 relevés par charge
- compact: L15 x l8 x h5,6 cm
- Sans mercure ni latex pour garantir la sécurité des médecins et des patients
- Possibilité de mise à jour du logiciel
- Livré avec brassard adulte et obèse,
- câble d'alimentation, câble de connexion USB-PC, logiciel avec manuel français.

disponible sur commande uniquement - délai de livraison +/- 12 semaines